

The NSK logo is displayed in a bold, dark blue, sans-serif font. The letters 'N', 'S', and 'K' are connected, with the 'S' being particularly prominent. The background of the entire page is a 3D rendering of numerous silver-colored metal drill bits arranged in a circular, spiral pattern that recedes into the distance, creating a sense of depth and precision.

CREATE IT.

CONGRÈS
INTERNATIONAL
ADF
25-28 NOVEMBRE
2020

Stand 2M17

Offres promotionnelles
du 1er septembre au 31 décembre 2020



CREATE IT.

LEADER DANS LE CONTRÔLE DES INFECTIONS DEPUIS 30 ANS

La priorité de NSK a toujours été de vous assurer une sécurité optimale dans votre pratique.

Nous sommes fabricant de dispositifs médicaux pour les professionnels de santé depuis 90 ans, et répondons aux normes strictes de sécurité pour la conception.

DualDefence™

Le double système de protection contre les risques d'infections par NSK



Turbines & Raccords



Contre-angles & Micromoteurs

1993 Le système Clean Head

Ce système anti-remontées de fluides empêche les corps étrangers de pénétrer dans l'instrument et ainsi d'éviter les risques de contamination croisée



1993 La valve anti-retour

Le système anti-retour prévient les contaminations croisées via le circuit d'eau.

Tous les instruments NSK sont équipés du **système Clean Head**.
Tous les raccords et micromoteurs ont une valve **anti-retour intégrée**.

2013 Icare plus

Notre automate de nettoyage et désinfection iCare + a été conçu pour être virucide, fongicide et bactéricide.

En seulement 15 minutes, il traite 4 instruments et vous assure leur désinfection profonde.

L'iCare + est efficace aussi contre le Covid-19 grâce au Ncid, son produit de désinfection*

* Certification du laboratoire Germany HYGCEN du 06 avril 2020.

fongicide
Virucide*
bactéricide





AU SERVICE APRÈS-VENTE,

Une personne est dédiée à la réception, la désinfection et l'enregistrement du matériel.

Nous mettons en place tous les moyens nécessaires pour respecter les mesures d'asepsie :

Chaque instrument réceptionné est nettoyé et désinfecté.

Les techniciens travaillent avec gants, masque et/ou visière afin de se protéger de toute contamination.



ESSAYER UN
PRODUIT NSK
C'EST L'ADOPTER

NSK vous propose
d'essayer le produit de votre
choix pour savoir s'il est à la
hauteur de vos exigences

**SIMPLE, RAPIDE, GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT**

1/Connectez vous sur

www.trynsk.fr

2/Choisissez le produit NSK de votre choix

3/Recevez-le à votre cabinet
pour une période d'essai de 10 jours



GAMME Ti-Max Z

Notre gamme premium la plus perfectionnée pour des soins dentaires de haute qualité

Turbine Ti-Max Z900L



Avantages

- Puissante
- Légère
- Silencieuse

Caractéristiques

- Jusqu'à 26 Watts de puissance pour un traitement plus rapide
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en titane pour plus de légèreté
- Revêtement Duragrip résistant aux abrasions et aux rayures
- Quadruple spray



Tête mini pour la Z800 L
Dimensions: 10.8 x H12.1 mm

Garantie 24 mois

Z900L - Réf. P1111	Z800L - Réf. P1110
Z900KL - Réf. P1113	Z800KL - Réf. P1112
Z900SL - Réf. P1115	Z800SL - Réf. P1114
Z900BL - Réf. P1117	Z800BL - Réf. P1116
Z900WL - Réf. P1121	Z800WL - Réf. P1120

1 000€
1 621€

Raccords disponibles : NSK*, Bien-Air®, W&H*, Kavo®, Sirona*.

Contre-angle Ti-Max Z



Avantages

- Profilés
- Silencieux
- Ergonomiques

Caractéristiques

- Tête étroite pour une meilleure accessibilité
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en titane pour plus de légèreté
- Engrenage carbone et diamant pour une plus grande longévité
- Revêtement Duragrip résistant aux abrasions et aux rayures



Possibilité de sélectionner le type de spray : Jet d'eau ou brumisation

Garantie 36 mois

I Z95L - Réf. C1034	- 1 806€ -	1 150€
I Z45L - Réf. C1064	- 1 548€ -	1 150€
I Z15L - Réf. C1039	- 1 690€ -	1 040€
I Z25L - Réf. C1038	- 1 384€ -	944€

Notre gamme avancée avec des modèles performants

Turbine M900L



Avantages

- Puissante
- Fiable
- Ergonomique

Caractéristiques

- Jusqu'à 26 Watts de puissance pour un traitement plus rapide
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- Quadruple spray

Garantie 24 mois

M900L - Réf. P1254
 M900KL - Réf. P1258
 M900SL - Réf. P1262
 M900BL - Réf. P1264
 M900WL - Réf. P1266

680€
953€

Existent en version non lumière (sauf Bien-Air & Sirona)

Contre-angle S-Max M



Avantages

- Résistants
- Fiables
- Fonctionnels

Caractéristiques

- Modélisés pour une accessibilité optimale
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- Quadruple spray

Garantie 24 mois

M95L - Réf. C1023 - ~~1060€~~
 M25L - Réf. C1024 - 845€
 M15L - Réf. C1025 - 953€

680€

Existent en version non lumière

Ti-Max nano series

Des contre-angles plus courts et plus légers.
Idéal pour les accès difficiles



Longueur
-9,5 mm

Poids
-3,7 g

Avantages

- Léger
- Tête ultra-mini
- Corps très fin



Equilibre parfait

Caractéristiques

- Revêtement Duragrip résistant aux abrasions et aux rayures
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en titane pour plus de légèreté
- Engrenage carbone et diamant pour une plus grande longévité

Garantie 36 mois

I nano95LS	- Réf. C1099 - 1 536€ -	1 107€
I nano25LS	- Réf. C1100 - 1 146€ -	867€
I nano15LS	- Réf. C1101 - 1 370€ -	1 037€
I nano65LS PAM	- Réf. H1048 - 1 314€ -	922€

S-Max pico

Turbine à tête ultra mini pour
les ouvertures de bouche limitées



Avantages


- Visibilité optimale
- Tête ultra mini

Applications

- Soins pédodontiques

Caractéristiques

- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Spray et barreau de Quartz pour un refroidissement et un éclairage du champ opératoire optimaux
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- Fraises à mandrin court



Comparatif entre deux tailles de tête

Tête ultra mini
S-Max Pico

Tête standard

Garantie 24 mois

S-MAX PICO	- Réf. P1140
S-MAX PICO KL	- Réf. P1142
S-MAX PICO SL	- Réf. P1143
S-MAX PICO BLEED	- Réf. P1144
S-MAX PICO WLED	- Réf. P1145

787€
988€

Raccords disponibles : NSK®, Bien-Air®, W&H®, Kavo®, Sirona®.

Une gamme avancée de contre-angles ultra-performants et fonctionnels




Avantages

- Fiables
- Ergonomiques
- Polyvalents

Caractéristiques

- Corps en titane pour plus de légèreté
- Revêtement Duracoat résistant aux rayures



Roulement céramique
25% plus résistant que les roulements ordinaires en acier



Système Clean Head
Empêche la remontée de fluides dans la tête pour assurer une sécurité maximale aux patients

Garantie 24 mois

I X95L	- Réf. C600	- 1 423€ -	847€
I X25L	- Réf. C601	- 1 091€ -	702€
I X15L	- Réf. C602	- 1 333€ -	837€
I X65L PAM	- Réf. H273	- 1 236€ -	854€

Existent en version non lumière

Raccords

Des raccords LED pour une vision plus nette

Avantages

- Ergonomique
- Large zone d'éclairage avec lumière du jour

Caractéristiques

- Valve anti-retour pour empêcher la contamination du circuit d'eau
- Revêtement en titane
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- LED intégrée incorporée dans le raccord (32000 Lux / 6500K)

Garantie 12 mois



PTL-CL-LED pour NSK
Réf. P1001600 - 378€ - **273€**



PTL-CL-LED III pour NSK
avec réglage débit d'eau
Réf. P1001601 - 414€ - **299€**



KCL-LED Pour Kavo® MULTIflex® LUX,
avec réglage du débit d'eau
Réf. P1005600 - 506€ - **374€**



SCL-LED Pour Sirona®
avec réglage du débit d'eau
Réf. P1009600 - 506€ - **376€**

FX series & Pana-Max2

Notre gamme standard polyvalente

FX series

Contre-angles et Pièces à main



Avantages

- Fonctionnels
- Ergonomiques
- Fiables

Caractéristiques

- Corps en acier inoxydable pour une bonne maniabilité
- Forme ergonomique
- Non lumière / Sans spray

Garantie 12 mois

1- FX22	- Réf. C1129 -	206€
2- FX25m	- Réf. C1052 -	302€
3- FX15m	- Réf. C1053 -	403€
4- FX65m PAM	- Réf. H1014 -	325€
5- FX75m	- Réf. C1055 -	454€
6- FX57m	- Réf. C1054 -	310€
7- EX-6B PAM	- Réf. H260 -	312€



Turbine Pana-Max2



Avantages

- Simple à utiliser
- Fiable

Caractéristiques

- Puissance de 17 Watts (M4) et 18 Watts (PTL et KV)
- Corps en acier inoxydable pour une bonne maniabilité
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Roulements en céramique qui assurent la longévité de l'instrument
- Non lumière

Garantie 12 mois

PanaMax2 PTL	- Réf. P1211 -	485€
PanaMax2 KV	- Réf. P1212 -	485€
PanaMax2 M4	- Réf. P1154 -	370€

Vissable au cordon

Raccords disponibles : NSK®, Kavo®, Midwest 4 voies

Consommables



PANA SPRAY Plus

Pour turbines, contre-angles et moteurs pneumatiques. (Lubrifiant contenant de l'alcool).

500ml	- Réf. Z182100 -	41€ -	32€
6 x 500ml	- Réf. Y900630 -	212€ -	182€



Phatelus

Réf. P183090 - 45€ - 12€



Type E

Réf. Z019090 - 14€ - 12€



Tête turbine contre-angle + M4

Réf. Z020201 - 1,2€ - 1€

MICROMOTEURS

Électriques

Garantie 24 mois

Courts et légers. Lumière **LED** intégrée.

M40 XS

Micromoteur à charbon



Avantages

- Compact
- Léger
- Silencieux

Caractéristiques

- Flexible de 60 à 40.000 min-1
- Générateur de chaleur minimal
- Lumière LED intégrée
- Corps en titane avec revêtement Duracoat

M40XS (Charbon)

Réf. E1135051 - 1-143€ - 807€

NLX nano

Micromoteur à induction



Avantages

- Equilibre parfait
- Léger (61g)
- Corps ultra-compact
- Sans entretien

Caractéristiques

- Couple élevé (3,4 Ncm)
- Corps en titane
- Revêtement Duracoat résistant aux rayures
- Entièrement stérilisable en autoclave (avec capuchon moteur)

NLX nano (Induction)

Réf. E1044051 - 1-290€ - 937€

Pneumatiques


Garantie 12 mois

Avantages

- Courts
- Légers
- Ergonomiques


Caractéristiques

- Valve anti-retour pour empêcher la contamination du circuit d'eau
- Rotation à 360° avec éclairage LED (pour le X205L)
- Micro-générateur électrique intégré pour un traitement sous lumière LED même avec un cordon non lumière (pour le Dynaled M205LG)



Ti-Max X205L M4

Réf. M1013 - 967€ - 851€



S-Max M205 M4

Réf. M1007 - 790€ - 680€



DynaLED M205LG M4

Réf. M1018 - 1-143€ - 948€

NSKare

Une panne ? Une solution

Un service simple et rapide pour assurer la continuité de vos soins même en cas de panne.
Un appel au numéro dédié et nous organisons l'enlèvement et le remplacement de l'instrument à réparer.

 **06 43 83 58 98**



ENLEVEMENT

de votre instrument à réparer directement à votre cabinet.



REPLACEMENT

Prêt d'un instrument équivalent pendant toute la durée de la réparation



RETOUR

de votre instrument réparé à votre cabinet

Coût*

| 56€ | pour les instruments

| 90€ | pour les cordons micromoteurs d'implantologie

* Hors coût de réparation



iCare+

Automate de nettoyage, désinfection et lubrification des instruments rotatifs

fongicide
Virucide*
bactéricide



C2 - Réf. S102001
C3 - Réf. S103001

6 495€
7 107€

Garantie 24 mois

Garantie étendue



Avantages


- Virucide, bactéricide et fongicide
- Rapide (15 minutes de traitement pour 4 instruments)
- Simple à utiliser

Caractéristiques

- 2 modèles proposés : 2 raccords turbines + 2 raccords contre-angles (C2) ou 1 raccord turbine et 3 raccords contre-angles (C3)
- Sélection instruments à spray interne ou externe
- Mise en rotation des instruments et traitements des tubulures Air/Eau
- Connexion universelle avec tous les instruments rotatifs
- Livré avec 1 ou 2 adaptateurs selon modèle, huile de maintenance (1 litre), 1 flacon de Nclean et 1 flacon de Ncid

Adaptateur icare+ PTL	- Réf. Z1127010	- 138€ - 109€
Adaptateur icare+ Kavo	- Réf. Z1127011	- 157€ - 123€
Adaptateur icare+ WH	- Réf. Z1127012	- 138€ - 109€
Adaptateur icare+ Sirona	- Réf. Z1127013	- 157€ - 123€
Adaptateur icare+ Bien Air	- Réf. Z1127014	- 138€ - 109€

EFFICACE CONTRE LA COVID-19



L'efficacité du produit Ncid (désinfectant) dans l'élimination du virus Covid-19 a été prouvée*.

Un cycle complet de 15 minutes permet de supprimer les risques de contamination.

* Certification du laboratoire Germany HYGCEN du 06 avril 2020

Anticipez vos besoins en consommables
et faites l'économie des frais de port

Pack consommables



3 x 6 flacons n.Clean

n.clean (6x500ml)
Réf. ACL600



2 x 6 flacons n.Cid

n.cid (6x500ml)
Réf. ACD600



1 bouteille huile maintenance

iCare / iCare +
Réf. Z016130

777€
970€

**FRAIS
DE PORT
OFFERTS**

iCare

Automate de lubrification



Avantages

- Simple d'utilisation et d'installation
- Lubrification parfaite avec le volume d'huile adapté
- Grand réservoir d'huile pour une plus grande autonomie

Caractéristiques

- Capacité de 4 instruments
- 2 modèles proposés :
2 raccords turbines + 2 raccords contre-angles
ou 1 raccord turbine et 3 raccords contre-angles
- 1 ou 2 adaptateurs selon modèle
- Livré avec 1 litre d'huile

Garantie 12 mois

modèle C2 = 2 turbines + 2 contre-angles
modèle C3 = 1 turbine + 3 contre-angles

C2 - Réf. Y1002787 - ~~3 261€~~ - **2 414€**
C3 - Réf. Y1002788 - ~~3 112€~~ - **2 414€**

Adaptateurs icare

Adaptateur icare PTL - Réf. Z257010
Adaptateur icare Kavo - Réf. Z257020
Adaptateur icare WH - Réf. Z257021
Adaptateur icare Bien Air - Réf. Z257022
Adaptateur icare Sirona - Réf. Z257023

108€
137€

Consommables

Pour iCare



Lingettes absorbantes
pour iCare - Lot de 10 unités
Réf. U433135 - ~~7€~~ - **6€**



Eponges absorbantes
pour iCare - Lot de 12 unités
Réf. Y900159 - ~~33€~~ - **25€**



Pour iCare +

1L Huile de maintenance
iCare / iCare +
Réf. Z016130 - ~~115€~~ - **92€**



n.clean (6x500ml)
Réf. ACL600 - ~~171€~~ - **137€**
n.cid (6x500ml)
Réf. ACD600 - ~~171€~~ - **137€**

STÉRILISATEUR

iClave plus

Autoclave 18L de classe B



Réf. Y1003077

6 050€
7 304€

Garantie 36 mois

Garantie étendue

Avantages

- Ergonomique
- Stérilisation rapide et sûre
- Silencieux (<53 dB)
- Simple d'utilisation

Caractéristiques

- Chambre en cuivre pour des cycles plus rapides et une consommation d'énergie réduite.
- Grande capacité de chargement avec un volume de 18 litres
- 8 programmes disponibles dont le cycle Prion



Stérilisation sous vide pour tous les types d'instruments




Enregistrement des données du cycle de stérilisation sur clé USB




Filtre antibactérien pour une plus grande sécurité

La chambre en cuivre NSK permet 50% de capacité en plus que les autoclaves classiques



iClave Plus
Chambre en cuivre



Autoclave Classique
Chambre en acier inoxydable

PURITY

Déminéralisateur autonome



Avantages

- Simple et automatique

Pour iClave Plus 18L
Réf. Z1284001 - ~~1 687€~~ - **1 434€**

Consommables



Thermosoudeuse Newseal 05

- Résistance auto-réglable
- Dimension scellage : 1 cm
- Porte rouleau : 44cm

Garantie 12 mois

Réf. Z1279 - ~~894€~~ - **773€**



Imprimante custom

- Thermique
- Etiquette code-barre
- Livrée avec 4 rouleaux

Garantie 12 mois

Réf. 9900006K - ~~832€~~ - **707€**

Étiquettes imprimante 4 rouleaux
Réf. 9900007K - ~~46€~~ - **36€**



Lecteur code barre

- Lecteur 1D
- Portée lecture étendue
- Livré avec support et câble USB

Garantie 12 mois

Réf. MS5145 - ~~242€~~ - **192€**



Test Helix
100 languettes

Réf. Z1283 - ~~153€~~ - **119€**

Économisez **AUJOURD'HUI** sur vos autoclaves de **DEMAIN**

Achetez aujourd'hui votre iClave+ et bénéficiez d'une réduction sur **l'achat de votre prochain autoclave**



POUR UN
2^{EME} ACHAT DANS
LES 3 ANS

↓
-30%

POUR UN
2^{EME} ACHAT DANS
LES 4 ANS

↓
-25%

POUR UN
2^{EME} ACHAT DANS
LES 5 ANS

↓
-20%

PRIX DU 2^{EME} AUTOCLAVE*

* Taux de réduction à déduire au tarif en vigueur au moment du rachat (promotion incluse)



ENDO-MATE TC2

Pièce à main d'endodontie sans fil avec contrôle du couple et inversion automatique



Avantages

- Sans fil
- Ergonomie

Caractéristiques

- Forme effilée pour une meilleure visibilité
- Ecran LCD et bouton facile d'accès
- Fonction inversion automatique et alarme (limite couple)
- 5 programmes pour différents systèmes de lime / 3 modes endo
- Mémorisation des derniers paramètres du programme
- Chargement rapide (90 minutes)

Garantie 12 mois

Avec Tête MP

Réf. Y1001027 - 1 903€ - 1 465€

OFFRE PACK



ENDO-MATE TC2

ET iPExII

2 200€

(avec tête MPA)

Réf. TC2 Y1001028

iPexII

Localisateur d'apex de précision



Avantages

- Bonne visibilité
- Précision
- Sécurité

Caractéristiques

- Ecran LCD large et fonctionnel
- Résultats instantanés

Garantie 12 mois

Réf. Y1002208 - 1 231€ - 980€

Ti-Max Ti-ENDO

Contre-angle endodontique avec bague d'ajustement de couple

Avantage

- Pour une préparation canalaire sûre et efficace

Caractéristiques

- 4 niveaux de réglage de couple (0,25 / 0,5 / 1,0 / 3,0 Ncm) pour éviter les fractures de limes dans le canal
- Tête exceptionnellement petite
- Réduction 128:1
- Corps en titane
- Pour limes Ni-Ti (diamètre 2,35)
- Rotation continue 360°

Garantie 24 mois

Réf. C589 - 1 122€ - 907€

Ti-Max X

Contre-angle endodontique X35L

Avantages

- Fiable
- Ergonomie

Application

- Alésage des canaux

Caractéristiques

- Réduction 10:1
- Pour lime manuelle et lime mécanique
- Balayage 60°
- Vitesse max : 4.000 min⁻¹

Garantie 24 mois

Réf. C620 - 1 085€ - 975€

NOUVEAUTÉ

ENDO-MATE DT2

Micromoteur d'endodontie avec console programmable

Avantages

- Compact
- Autonome
- Design

Caractéristiques

- Unité de table compacte et portable (jusqu'à 9 programmes)
- Six angles de tête pour un traitement facilité
- Système d'attache facile
- Fonction inversion automatique
- Convient à toutes les limes Ni-Ti
- Avec tête MP20:1

Garantie 12 mois

Endo-Mate DT2 avec tête

Réf. Y141121

1 066€
~~1 399€~~

ESSAI GRATUIT
NSK
TRIAL

SIMPLE, RAPIDE
ET SANS ENGAGEMENT
www.trynsk.fr



MOTEUR D'IMPLANTOLOGIE

Surgic Pro / Surgic Pro+

Moteur d'implantologie et de microchirurgie



Avantages

- Fiable
- Simple
- Efficace

Applications

- Petite chirurgie (extraction, abrasement crête osseuse...)
- Pose implant (forage et mise en place)
- Maintenance implantaire

Caractéristiques

- Puissance de 80 Ncm
- 8 programmes de 8 plages
- Pédale multifonctions à variation
- Eclairage LED
- Livré avec 5 lignes d'irrigation



Pompe d'irrigation perfectionnée



Etalonnage de haute précision



Micromoteur à induction avec cordon 2 mètres (3.5 mètres en option)

OFFRE SPECIALE

Pour l'achat d'un moteur Surgic Pro



un contre-angle rouge X-SG93L

OU



une pièce à main X-SG65L

OFFERT

Garantie 24 mois

Garantie étendue

Surgic Pro

Lumière avec contre-angle X-SG20L
Réf. Y1003586 - ~~6 774€~~ - **4 999€**

Non lumière avec contre-angle SG20
Réf. Y1003587 - ~~5 676€~~ - **3 650€**

Surgic Pro+

Lumière avec contre-angle démontable X-DSG20L
Réf. Y1003585 - ~~7 151€~~ - **5 400€**

CONTRE-ANGLES & PIÈCES À MAIN


NOUVEAUTÉ

SGX-E20R

La solution simple et efficace pour les implants zygomatiques.

Rapport 20:1

- Corps en acier inoxydable
- Vitesse max. : 2,000 min⁻¹
- Torque max. : 50 Ncm
- Griffe 1/4 de tour
- Pièce à main angulée
- Irrigation externe



Garantie 12 mois

SGX-E20R
Réf. HA1200 - 1-056€ - **895€**

Un système d'étanchéité efficace

Ce système d'étanchéité NSK au niveau de la tête de l'instrument permet d'éviter la contamination interne de l'instrument, facilite son entretien et prolonge sa durée de vie.



CONTRE-ANGLES

Garantie 12 mois

CHIRURGIE PRÉ-IMPLANTAIRE

Lumière LED intégrée

Multiplicateur 1:3



X-SG93L* - Triple spray
Réf. C1004 - 1-338€ - **1 087€**




Z-SG45L* - Tête orientée
Réf. C1107 - 1-563€ - **1 172€**

CHIRURGIE IMPLANTAIRE

Réducteur 20:1



X-DSG20L* - Démontable
Réf. C1068 - 1-500€ - **1 192€**



X-SG20L - Double irrigation
Réf. C1003 - 1-338€ - **1 087€**



SG20 - Non lumière
Réf. C1010 - 963€ - **798€**



SGMS-ER20i - Butée de profondeur
Réf. Y110147 - 902€ - **732€**

PIÈCES À MAIN DE CHIRURGIE

Rapport 1:1

Garantie 12 mois



SGS-ES
Réf. H264 - 694€ - **566€**



X-SG65L*
Réf. H1009 - 1-096€ - **904€**



SGA-ES angulée
Réf. H263 - 963€ - **798€**

*Existe en version non lumière


Consommables



Lignes d'irrigation
Livrées par 10 unités minimum
Réf. Z263001 - 9€ - **8€**



Support Pièce à main
Réf. Z1029201 - 42€ - **33€**



Cassette de stérilisation
Pour VarioSurg3
Réf. Z313102 - 235€ - **185€**
Pour Surgic pro
Réf. S900040 - 235€ - **185€**



Clé dynamométrique
chirurgie CR-30
Réf. 10000977 - 115€ - **91€**

MOTEUR ULTRASONIQUE

VarioSurg 3

Moteur de chirurgie et de microchirurgie ultrasonique

Réf. Y1002726

7 071€
~~8 342€~~

Garantie 24 mois

Garantie étendue



OFFRE SPECIALE
Pour l'achat d'un VarioSurg3

Une 2^{ème} pièce à main VarioSurg 3 Led

OFFERTE

Avantages

- Performances ultrasoniques exceptionnelles
- Pièce à main ergonomique et ultra fine
- Transmission de puissance efficace assortie d'une production de chaleur minime
- Découpe stable grâce aux fonctions «Feedback» et «auto-tuning»

Applications

- Chirurgie osseuse
- Soulèvement de sinus
- Chirurgie parodontale
- Chirurgie endodontique
- Maintenance implantaire

Caractéristiques

- Technologie iPiezo
- 3 modes (Surg, Endo, Perio) et mode Burst / Visuel : 3 modes proposés P (Perio), E (Endo) et S (Surg)
- 9 programmes : 5 chirurgie, 2 endodontie, 2 parodontie
- Livré avec 5 lignes d'irrigation, 1 pièce à main ultrasons, 1 pédale, 1 kit 6 inserts basic H (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11) et une cassette de stérilisation



Trois modes proposés P (Perio), E (Endo) et S (Surg)



Mode BURST perfectionné pour découper les tissus les plus durs



Eclairage LED pour un plus grande précision de traitement



FORMATION CLINIQUE
Consulter notre LIVRET DE FORMATION

QUELQUES UNS DES INSERTS LES PLUS DEMANDÉS...

Les inserts de la gamme Chirurgie



SG1 - Réf. Z305101 - 155€ - **131€**
H-SG1 - Réf. Z305151 - 155€ - **131€**



SG2R - Réf. Z305103 - 155€ - **131€**
SG2L - Réf. Z305102 - 155€ - **131€**



SG6D - Réf. Z305107 - 170€ - **144€**



SG7D - Réf. Z305108 - 170€ - **144€**



SG3 - Réf. Z305104 - 155€ - **131€**



SG17 - Réf. Z305132 - 155€ - **131€**



SG14R - Réf. Z305122 - 155€ - **131€**
SG14L - Réf. Z305123 - 155€ - **131€**



E30LD-S - Réf. Z305119 - 145€ - **123€**



E30RD-S - Réf. Z305118 - 145€ - **123€**



E31D-S - Réf. Z305120 - 145€ - **123€**



E32D-S - Réf. Z305121 - 145€ - **123€**



P20S - Réf. Z305114 - 155€ - **131€**

Maintenance implantaire

*Pack de 3 inserts




V-P10 - Réf. Y900184 - 51€ - **44€***



V-P11R - Réf. Y1002165 - 51€ - **44€***



V-P11L - Réf. Y1002166 - 51€ - **44€***



V-P12 - Réf. Y1002167 - 51€ - **44€***



V-P26R - Réf. Y1002168 - 51€ - **44€***



V-P26L - Réf. Y1002169 - 51€ - **44€***



V10S - Réf. Z305117 - 137€ - **116€**

OFFRE SPECIALE

4 INSERTS ACHETÉS



1 INSERT OFFERT



EN CADEAU
1 support Autoclavable

Duo Cart Complet

Deux systèmes chirurgicaux reliés
et commandés par une pédale unique
pour un plus grand confort de travail

Réf. 2CARTCOMP

12 999€
~~16 420€~~

**OFFRE
SPECIALE**
Pour l'achat d'un
DuoCart complet



iSD 900
Visseuse dévisseuse

OFFERTE



Avantages

- Simple
- Pratique
- Sûr
- Ergonomique

Applications

Chirurgie pré-implantaire
et pose d'implant

Caractéristiques

- La fonction LINK relie les 2 systèmes directement
- Ajustement des programmes et des paramètres par commande au pied avec pédale unique
- Affichage clair des paramètres sur écran
- Le DuoCart complet comprend : le SurgicPro avec contre-angle X-SG20L et le VarioSurg3 sans pédale avec pièce à main VSG3 LED, une cassette de stérilisation et les kits Sinus lift (SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11) et Basic H (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11), câble SG link, anse pédale et 20 lignes d'irrigation.

Une nouvelle **BROCHURE CHIRURGIE**
est maintenant disponible avec tous
nos produits et nos services
d'accompagnement.

Demandez la sur info@nsk.fr
ou consulter notre site nsk.fr

iSD900

Visseuse-dévisseuse dynamométrique sans fil pour prothèse implantaire

Réf. Y1001358

1 232€
~~1 869€~~

Garantie 12 mois

Avantages

- Rapide et précise
- Accès simplifié dans les zones postérieures
- Sécurité

Applications

- Serrage de vis
- Coiffes de cicatrisation
- Piliers prothétiques

Caractéristiques

- Système d'étalonnage de couple pour un contrôle précis
- Large plage de couple (10 à 40 Ncm)
- 3 vitesses de rotation
- Compatible avec la majorité des systèmes d'implants
- Levier ergonomique
- Ecran LCD



Osseo 100

Appareil de mesure de l'ostéo-intégration pour déterminer le moment idéal pour la mise en charge de l'implant

Réf. Y1004175

2 172€
~~2 475€~~

Garantie 12 mois

Avantages

- Intuitif
- Non invasif
- Rapide

Applications

- Contrôle de la stabilité pour les patients à risque ou pour des mises en charge immédiates

Caractéristiques

- Permet de contrôler la durée du traitement
- Améliore le taux de réussite pour les protocoles impliquant des durées courtes de traitements ou chez les patients à risque
- Offre une mesure claire et précise du degré d'ostéo-intégration de l'implant



Les Multipegs sont vendus séparément et sont à commander selon la référence de vos implants.
Plus de 60 références disponibles.
Stérilisables jusqu'à 20 fois.

Tarif unitaire Multipeg : **48€ TTC**

OFFRE SPECIALE
Pour l'achat d'un Osseo 100



2 Multipegs OFFERTS

NOUVEAUTÉ

iProphy

Contre-angle prophy sans fil pour des traitements de prophylaxie simples en toute liberté



Avantages :

- Sans fil et sans pédale pour une liberté totale de mouvement
- Léger
- Ergonomique

Caractéristiques :

- Vitesse de rotation stable (de 500 à 2500 min⁻¹)
- Changement de tête simple grâce au système d'assemblage rapide
- 6 positions de tête possibles pour s'adapter à toutes les positions de travail
- Léger (116g) pour moins de fatigue
- La Tête iFx57 offre une large visibilité et un accès facilité aux molaires

Modèle iProphy – Set complet

Réf. Y1500015

1 200€
~~1 314€~~



DÉTARTEURS

Varios Combi Pro

Deux systèmes en un : Combiné détartréur ultrasonique et aéropolisseur prophylactique

Réf. Y1002843

4 990€
~~6 100€~~

Garantie 12 mois



Avantages

- Confort optimal
- Ecran large et utilisation intuitive
- Maximum de confort pour les patients
- Système goutte à goutte pour limiter la nébulisation

Application

- Traitement d'approfondissement parodontal

Caractéristiques

- Passage automatique de la fonction ultrasons à la fonction aéropolissage lorsque la pièce à main concernée est retirée de son support.
- Définition automatique des fonctions d'aéropolissage pour les applications supra ou sous-gingivales.
- Livré avec kit Prophy (applications supra-gingivales) et inserts (G4, G16 et G8)

Kit Pério

Avantage

- Ergonomique et simple d'utilisation

Application

- Pour polissage sous-gingivale

Caractéristique

- Avec inserts plastiques à usage unique

Réf. Y1003042

758€
~~923€~~



Varios 970L*

Détartreur ultrasonique multifonction

Avantages

- Compact avec 2 réservoirs intégrés
- Intuitif

Application

- Traitement des parodontites

Caractéristiques

- Technologie iPiezo 3 modes (Général, Endo, Perio)
- 2 flacons (400ml)
- Livré avec kit 3 inserts (G4, G16, G8)

Garantie 12 mois

Réf. Y1004161

1 990€
~~3 059€~~

*Existe en version non lumière



**FORMATION
CLINIQUE**

Consulter notre
**LIVRET DE
FORMATION**

INSERTS

Les inserts de la gamme Parodontologie

POUR DÉTARTREUR ULTRASONIQUE



Kit inserts
maintenance implantaire



Réf. Y1002606 - 190€ - ~~162€~~

POUR DÉTARTREUR PNEUMATIQUE



Kit inserts
maintenance implantaire



Réf. Y1002754 - 190€ - ~~162€~~

OFFRE SPECIALE
4 INSERTS ACHETÉS
=
1 INSERT OFFERT



EN CADEAU
1 support
Autoclavable

Ti-Max S970

Détartreur pneumatique



Avantages

- Bonne visibilité
- Adaptable sur raccord turbine
- Nombreux choix d'inserts pour de multiples applications

Caractéristiques

- Corps en titane revêtement Duracoat
- Double éclairage LED (S970L/KL/SL)
- Anneau de réglage de puissance
- Livré avec 3 inserts (S1, S2 et S3)

Garantie 12 mois

Lumière

- S970L - Réf. T1005
- S970KL - Réf. T1013
- S970SL - Réf. T1015

Non lumière

- S970 - Réf. T1020 - 989€ - ~~803€~~

1 020€
~~1 253€~~

- Toute la sélection d'inserts de cette page est compatible **NSK** et **Satolec**
- Certains inserts sont également compatibles **EMS**



Demandez notre guide d'inserts pour plus d'informations.

AÉROPOLISSEUR

Perio-Mate

Aéropolisseur pour traitement sous-gingival



Avantages

- Embout à usage unique
- Forme effilée
- Entretien facile

Application

- Aéropolissage des zones sous-gingivales

Caractéristiques

- PAM rotation 360°
- Anneau de contrôle du débit de poudre
- Livré avec un flacon de poudre de 160g et 40 embouts jetables

Garantie 12 mois

- Raccord NSK - Réf. Y1002654
- Raccord Kavo - Réf. Y1002655
- Raccord Sirona - Réf. Y1002656
- Raccord W&H - Réf. Y1002657
- Raccord Bien-Air - Réf. Y1002658

1 100€
~~1 551€~~

OFFRE SPECIALE

Pour l'achat d'un
Perio-Mate ou d'un **Prophy-Mate neo**



Une 2^{ème} pièce à main
OFFERTE

Consommables



Poudre Perio-Mate - (sous-gingival)
Poudre à base de glycine
Granulométrie fine (25µm)

2x160g
Réf. Y900938 - ~~106€~~ - **86€**



Inserts jetables
Usage unique

40 pièces
Réf. Y1002741 - ~~103€~~ - **81€**



Flash Pearl - (supra-gingival)
Poudre à base de calcium (Sans sodium)
Particules sphériques (54µm)

Bouteille 4x300g
Réf. Y900698 - ~~109€~~ - **91€**
Boîte de sticks 100x15g
Réf. Y900693 - ~~243€~~ - **192€**



Busés stérilisables
60°
Réf. T797012 - ~~136€~~ - **107€**
80°
Réf. T797013 - ~~136€~~ - **107€**

Prophy-Mate neo

Aéropolisseur avec technologie 100% anti-obturation pour traitement supra-gingival



Avantages

- Solide et fiable
- Utilisation simple
- Maintenance facile

Applications

- Elimination du biofilm et des colorations
- Dépolissage de la surface ou email avant collage
- Préparation des traitements de sillons



Conception ergonomique



Double rotation à 360°



Connexion simple et rapide



Système à double arrivée d'air



Busés de remplacement interchangeables

Garantie 12 mois

- Raccord NSK - Réf. Y135029
- Raccord Kavo - Réf. Y135030
- Raccord Sirona - Réf. Y135031
- Raccord W&H - Réf. Y135032
- Raccord Bien-Air - Réf. Y135033

990€
~~1 460€~~

ULTIMATE XL

Moteur de prothèse à induction pour laboratoire



Avantages

- Corps léger et compact
- Choix parmi 3 micromoteurs et 4 boîtiers (table, tour, genou et pied)
- Performant
- Bruits et vibrations minimales
- Mécanisme spécial anti-poussière

Caractéristiques

- Couple 8,7Ncm
- Affichage numérique de la vitesse
- Vitesse de 1000-50000 min-1
- Réglage mode maintenance
- Fonction vitesse automatique
- Micromoteur à induction

Garantie 12 mois

UMXL-KT TORQUE modèle genou

Réf. Y141495

UMXL-GT TORQUE modèle table

Réf. Y141471

UMXL-FT TORQUE modèle pédale

Y141513

1 776€
2 356€

UMXL-KC COMPACT modèle genou

Réf. Y141496

UMXL-GC COMPACT modèle table

Réf. Y141496

UMXL-FC COMPACT modèle pédale

Réf. Y141496

1 553€
1 923

Série ULTIMATE XL

Choix parmi 3 micromoteurs et 4 boîtiers.

Modèle de Table
ULTIMATE XL



Modèle Tour
ULTIMATE XL-D



Modèle Genou
ULTIMATE XL-K



Modèle Pédale
ULTIMATE XL-F



OFFRE SPECIALE

Pour l'achat d'un Ultimate XL



Une pièce à main
OFFERTE

ULTIMATE XL

Micromoteur induction




TORQUE

Micromoteur & Cordon

- Vitesse : 1.000~50.000 min-1
- Couple max : 8,7 Ncm

UMXL-T

Réf. Y141441 - ~~1 096€~~ - **990€**




COMPACT

Micromoteur & Cordon

- Vitesse : 1.000~50.000 min-1
- Couple max : 6,0 Ncm

UMXL-C

Réf. Y141445 - ~~1 096€~~ - **990€**



TYPE E

Micromoteur & Cordon

- Vitesse : 1.000~50.000 min-1
- Couple max : 6,0 Ncm

UMXL-EM

Réf. E342002 - ~~1 238€~~ - **1 115€**

VOLVERE i7

Moteur de retouche à charbon pour prothèse



Avantages

- Confortable et ergonomique
- Système anti-poussière intégré
- Haute précision
- Bruits et vibrations minimales

Caractéristiques

- Léger (930g) et compact (L69xP185xH167 mm)
- Fonction auto-cruise (régulateur de vitesse)
- Système d'alarme anti-surchauffe du moteur
- Couple 4,1 Ncm
- Vitesse de 1000-35000 min⁻¹
- Micromoteur à charbon

Garantie 12 mois

- Réf. Y1002890 - 1 292€ - 1 051€
- Réf. Y1002891 - 1 292€ - 1 051€
- Réf. Y1003523 - 1 218€ - 1 009€

PRESTO II

Turbine pour laboratoire de prothèse



Avantages

- Fiable
- Précise

Applications

- Pour retouche céramique et zircon

Caractéristiques

- Vitesse 320 000 min⁻¹
- Aucune lubrification nécessaire
- Boîtier léger et compact

Garantie 12 mois Réf. Y150022 - 1 079€ - 805€

PRESTO AQUA II

Turbine pour laboratoire de prothèse



Avantages

- Précision optimale
- Performante

Caractéristiques

- Vitesse 320 000 min⁻¹
- Spray réglable
- Turbine pivotante 360°
- Aucune lubrification nécessaire
- Mécanisme anti-poussière

Garantie 12 mois Réf. Y150023 - 2 135€ - 1 576€

Dentalone

Cabinet dentaire mobile sous forme de valise de transport

Avantages

- Complet
- Autonome
- Silencieux

Caractéristiques

- Porte instruments avec sélection automatique de l'instrument
- Contrôle par affichage digital
- Micromoteur sans charbon (à induction)
- NLX nano avec lumière LED
- Détartreur ultrasonique Varios170 avec lumière LED
- Seringue 3 en 1 (eau, air et spray)
- Aspiration
- Compresseur intégré

Garantie 12 mois

Réf. S9070

12 731€*
14 145€

* Livré sans contre-angle



VIVA ace

Valise légère tout-en-un pour des soins dentaires comme en cabinet dentaire, où que vous soyez

Avantages

- Légère (8,6 kg)
- Compacte
- Autonome
- Polyvalente

Caractéristiques

- Installation facile et ajustable (4 niveaux de position pour soins prodigués assis ou debout)
- Seringue 3 en 1 (eau, air et spray)
- Aspiration
- Ecran de contrôle intuitif
- Compresseur intégré
- Moteur à induction NLX-plus
- Détartreur ultrasonique Varios 170

Garantie 12 mois

Réf. Y1003773

10 900€*
11 615€

* Livré sans contre-angle



Témoignage

« Afin de pouvoir réaliser des soins à domicile, j'ai testé le VivaAce et je l'ai adopté car il remplit plusieurs critères essentiels: il est facilement transportable, il est compact et d'utilisation facile. »

Dr Anne Terry Solera.

TOUTE UNE ÉQUIPE POUR VOUS SERVIR

Nos responsables de secteur NSK



Plus de 200 distributeurs agréés NSK pour vous accompagner dans vos projets



NSK

CREATE IT.

NSK FRANCE SAS

32 rue de Lisbonne
75008 Paris France

Numéro azur : 0808 809 151
F. +33 (0)1 56 79 59 81

info@nsk.fr
www.nsk.fr



La liste complète
de nos distributeurs agréés
est disponible sur notre site internet

Suivez-nous sur les réseaux

